



Fiche technique : Schizocytes

Centre Toulousain pour le Contrôle de qualité en Biologie clinique
Association déclarée à la Préfecture de la Haute-Garonne le 30 Octobre 1973
et enregistrée sous le n° W313002633
CTCB - 33 route de Bayonne - 31300 TOULOUSE
☎ : 05 34 51 49 80 – Fax : 01 57 67 25 90
E-mail : secretariat@ctcb.com – site Internet : www.ctcb.com
Siret : 428 789 853 000 28 – APE : 8559A



PROGRAMME GÉRÉ PAR LE CTCB ET MUTUALISÉ AVEC
L'ASSOCIATION BIOLOGIE PROSPECTIVE (BP).



PRÉSENTATION :

Nom du programme	Type de matrice	X enquête	X matériau
Schizocytes	Frottis sanguins colorés (microscopie virtuelle)	4 enq/an	1 mat.cont/enq

Ce programme s'effectue 4 fois dans l'année et comportera 1 lame virtuelle par enquête disponible sur Internet. Ces lames virtuelles sont dédiées à la **détection et au comptage des schizocytes**.

Cette lame virtuelle proposée n'est pas un assemblage de photos mais bien un scan d'une large zone d'un frottis sanguin sur laquelle vous pouvez naviguer et zoomer comme au microscope. Ce système permet d'assurer une homogénéité parfaite des échantillons adressés aux laboratoires tant en termes de qualité du frottis (coloration / étalement) que de cellules à observer. Si vous n'avez pas encore utilisé ce système pour un autre de nos contrôles, nous vous invitons à **consulter le tutoriel vidéo de 3 min** vous présentant les modalités d'accès et de navigation sur lame virtuelle : sur la page d'accueil de notre site internet, veuillez sélectionner « S'informer » puis « Tutoriels ».

RAPPEL : Nous donnons la possibilité aux laboratoires de rendre les résultats de plusieurs opérateurs différents (**jusqu'à 10 opérateurs par inscription**) afin qu'ils puissent analyser la variabilité inter-opérateurs. Cette option permet en outre d'augmenter les effectifs de participation et donc d'améliorer le traitement statistique.

PLANNING :

Enquête	Echantillon	-	Date ouverture	Date fermeture
221	2211	Lame virtuelle	01/03/2022	15/03/2022
222	2221	Lame virtuelle	07/06/2022	21/06/2022
223	2231	Lame virtuelle	04/10/2022	18/10/2022
224	2241	Lame virtuelle	06/12/2022	20/12/2022

Ce planning est susceptible d'être modifié. En cas de modification, vous serez avertis par e-mail. Les dates d'ouverture et de fermeture des enquêtes sont également consultables dans votre environnement personnalisé habituel sur notre site Internet dans "[Page d'accueil www.ctcb.com](http://www.ctcb.com) \ [Se connecter à MyCTCB](#)".

ATTENTION : Afin de répondre aux exigences de la norme NF EN ISO 17043, nous n'acceptons pas les résultats qui nous parviendraient après la **date limite de saisie** des résultats indiquée dans votre planning personnalisé.

La lecture du présent document est indispensable
avant tout traitement du ou des matériaux de contrôle de qualité.

! À CONSERVER POUR TOUTE LA CAMPAGNE 2022 !

MODE D'EMPLOI :

La lecture des lames virtuelles se fait grâce à un lien disponible sur la grille de saisie des résultats, accessible le jour d'ouverture de l'enquête.

Le comptage du nombre de schizocytes observés doit être rendu pour **1000 hématies** (valeur absolue et non pas pourcentage).

GRILLE DE SAISIE DES RESULTATS ET PARAMÉTRAGE :

- Adhérent CTCB : les résultats sont à rendre sur le site Internet du CTCB : www.ctcb.com.
- Adhérent BP : si vous avez adhéré à ce programme via l'association Biologie Prospective, les résultats sont à rendre sur le site : www.biologie-prospective.org

Suivre votre procédure habituelle de connexion au site internet de l'organisme de comparaison inter-laboratoires. Pour les nouveaux adhérents CTCB, vous devez télécharger le guide d'utilisation du site internet sur notre site : sélectionner « S'informer » puis « Autres » puis aller dans le chapitre « Instructions de travail ».

Lors de l'enregistrement des résultats, le laboratoire a la possibilité d'imprimer la saisie réalisée en fichier PDF (bouton prévu à cet effet). Ce document est la preuve que vos résultats ont été enregistrés dans notre base de données. De plus, un e-mail de confirmation, contenant un lien pour visualiser directement la saisie correspondante, vous est automatiquement adressé.

HOTLINE :

COORDONNATEUR / BIOLOGISTE	Stéphanie ALBAREDE	Tél. : 05.34.51.49.84 biologie@ctcb.com
INTERVENANTS EXPERTS	Inès VERGNOLLE Véronique DE MAS	Vergnolle.Ines@iuct-oncopole.fr demas.veronique@iuct-oncopole.fr
ADMINISTRATIF	Luana SALVATI Aurélie ONDERBEKE	Tél. : 05.34.51.49.80 secretariat@ctcb.com
TECHNIQUE	Delphine GARIMBAY Fabrice ZENNAF	Tél. : 05.34.51.49.81 Tél. : 05.34.51.44.11 technique@ctcb.com
QUALITE	Erick SANCHEZ	Tél. : 05.34.51.49.82 qualite@ctcb.com
INFORMATIQUE	Nicolas BODEAU Philippe GONZALVO	Tél. : 05.34.51.44.10 Tél. : 06.84.79.34.89 informatique@ctcb.com

La lecture du présent document est indispensable avant tout traitement du ou des matériaux de contrôle de qualité.

! À CONSERVER POUR TOUTE LA CAMPAGNE 2022 !

Schizocytes

Echantillon |__|__|__|_1_|

Résultat qualitatif	<input type="checkbox"/> Significatif <input type="checkbox"/> Non significatif <input type="checkbox"/> Non réalisée
Nombre de Schizocytes pour 1000 hématies observées	
Estimation du taux de Schizocytes	Calcul automatique (sur le site Internet).
Êtes-vous habilité(e) pour cette analyse ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Problème(s) rencontré(s) - Autre réactif / technique :

.....

.....

.....

.....

.....

La lecture du présent document est indispensable
avant tout traitement du ou des matériaux de contrôle de qualité.

! À CONSERVER POUR TOUTE LA CAMPAGNE 2022 !